

Fuentes LED

para Fluorescencia

A DESTACAR

- Operación independiente
- Fácil montaje y operación
- Disponibles 4 bandas de longitudes de onda de excitación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOPORTE DE FUENTE DE LUZ LED

La fuente de luz LED puede montarse con un adaptador específico en un microscopio vertical Euromex Delphi-X Observer, iScope y Oxion, así como para nuestros modelos invertidos Oxion Inverso y Delphi-X Inverso. Para otras marcas, contacte con Euromex

CONTROLADORES

LE.6400

El sistema LE.6400 estándar tiene una fuente de alimentación de 100-240 V / unidad de control de intensidad con teclado para selección y ajuste de intensidad de cuatro bandas de longitud de onda. Ajuste estándar para todos los modelos, excepto Oxion inverso. Para ese modelo ofrecemos LE.6400-OX. Para microscopios de otras marcas ofrecemos adaptadores

Banda	Longitud de onda	FWHM (nm)	Rango	Color	Potencia (mW)
1	365	18	330-380	Ultra violeta	≥ 2000
5	470	24	450-490	Azul	≥ 900
6	525	40	505-545	Verde	≥ 500
8B	630	30	620-640	Rojo	≥ 600

LE.6400-OX (sólo para Oxion inverso)

El sistema estándar LE.6400-OX dispone de una fuente de alimentación/unidad de control de intensidad de 100-240 V con teclado para la selección y el ajuste de intensidad de cuatro bandas de longitud de onda

Banda	Longitud de onda	FWHM (nm)	Rango	Color	Potencia (mW)
1	365	18	330-380	Ultra violeta	≥ 2000
5	470	24	450-490	Azul	≥ 900
7B	560	40	540-580	Verde esmeralda	≥ 600
8B	630	30	620-640	Rojo	≥ 600



● LE.6400 en un Delphi-X Observer


www.euromex.com